



کلروفرم

فوق خالص، پایدار شده

کلروفرم

فوق خالص، پایدار شده

حلال مناسب برای حذف گوتاپرکا و وارنیش

ترکیبات: کلروفرم فوق خالص، پایدارکننده

کاربردها:

کلروفرم به عنوان یک حلال قوی است که می تواند برای حذف برخی سمان های سخت شده و مواد از ابزار و تجهیزات اختلاط استفاده شود. همچنین برای حذف گوتاپرکا و وارنیش میتواند استفاده شود.

مزایا:

احتیاط:

- قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
- استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضروری می باشد.
- هنگام استفاده از این محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش استفاده کنید.
- از استعمال برای بیمارانی که حساسیت شدیدی به اجزای تشکیل دهنده این محصول دارند، خودداری نمایید.
- از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری شود.
- در صورت تماس با بافت های نرم، چشم و پوست، فوراً محل، با مقدار کافی آب شستشو داده شود.
- در صورت بلعیدن، مقدار فراوانی آب بنوشید. استفرغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید.
- این محصول را تزریق نکنید.
- فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود.
- این محصول فقط برای مصارف حرفه ای است.
- بهرتر است از یک پنبه آغشته شده با این محصول، استفاده شود و محصول داخل دهان ریخته نشود.
- در پایان کار مطمئن شوید باقیمانده محصول از دهان بیمار خارج شود.
- از مصرف در موارد مشابه خودداری نمایید.
- بخار آن مضر است. از تنفس بخار خودداری کنید.
- این محصول برای استفاده یا تماس با انسان در نظر گرفته نشده است.
- این محصول باعث ایجاد سرطان و نقص هنگام تولد یا آسیب باروری و موارد دیگر می شود.

هشدار:

- بعد از تاریخ مصرف آن استفاده نکنید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
- محصول را دور از نور و رطوبت قرار دهید.
- در بسته بندی اصلی نگهداری کنید.
- در هوای خنک نگهداری شود و دور از گرما باشد.

دستورالعمل استفاده؟

موارد منع مصرف:

- این محصول برای کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیمارهای خاص منع مصرف ندارد و میتواند برای همه افرادی که به ترکیبات این محصول حساسیت ندارند استفاده شود.



تهیه شده در شرکت مروابن

ساخت ایران

MORVABON.COM



- سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485 از US cert کره تحت نظارت IAS آمریکا
- سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015 از آلمان
- سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2015 از آلمان
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001-2007 از آلمان
- سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002-2014 از آلمان
- سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004-2012 از آلمان

ساخته شده در شرکت پردیس مروابن فارمد:

دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجساز، بلوک ۷، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.
 شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۸۱۴۳۸ - فکس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۹۰۸۱۹۹
 ایمیل: info@morvabon.com
 آدرس کارخانه: تهران، ۲۰ کیلومتری جاده دماوند، پارک علم و فناوری پردیس، ساختمان سراج، طبقه دوم، واحد ۱۳۵ و ۱۳۶ و ۱۳۹
 شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۷۶۲۵۱۷۰۲ - فکس: ۰۰۹۸۲۱۷۶۴۸۱۴۵۷



اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

Chloroform

Extra pure, Stabilized

Most efficient solvent for gutta-percha and varnish removal

Compositions:

Pure Chloroform, stabilizer

advantages?

intended use:

- ▶ Chloroform is supplied as a general solvent that can be used for cleaning up certain hardened cements and materials from tools and mixing equipment. Solvent for gutta-percha and varnish removal.

Precautions:

- ▶ Carefully read and understand instructions before using.
- ▶ It's necessary to use rubber-dam while working with Chloroform.
- ▶ Use eye protection, mask and gloves when using Chloroform
- ▶ Avoid contact with oral soft tissue, eyes or skin
If accidental contact with soft tissues, eyes or skin occurs,
- ▶ immediately flush with plenty of water
In case of consumption drink copious amount of water.
- ▶ Do not induce vomiting. Seek medical advice
- ▶ Do not inject this product
- ▶ For dental use only.
- ▶ Do not use in patients with allergies.
- ▶ It is best to use a cotton swab dipped in this product and not spill into the mouth.
- ▶ At the end of the work, make sure that the rest of the product comes out of the patient's mouth.
- ▶ Avoid using in similar cases.
- ▶ It can be deadly if swallowed.

Its steam is harmful. Avoid breathing steam. This product is not intended for human use or contact.

This product causes cancer and birth defects or birth defects and more.

warning:














- ▶ Do not use after expiration date
- ▶ Keep out of reach of children
- ▶ Store in the original package.

Directon to use?:

Contraindication:

- ▶ This product is not contraindicated for children, pregnant women, the elderly and other specific diseases and can be used for all people who are not allergic to the active substance

Produced by Morvabon Co.
www.morvabon.com
info@morvabon.com
Made in IRAN

 Consult instructions for use	 Indicates the batch code	 Catalogue number	 Indicates the date after which the medical device not to be used.	 Indicates a medical device that needs protection from light sources.	 Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.	 15°C Indicates the Temperature Limit
 Do not use if Package is Damaged	 Indicates the medical device manufacturer (Name & Address)	 Indicates a medical device that has not been subjected for a sterilization process.	 Indicates the device intended for use by professional person only.	 Indicates that the medical device can cause discomfort and requires lubrication or oiling of the skin.	 Indicates that the product has a low potential of metal cation or skin corrosion.	



Chloroform

Extra pure, Stabilized

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS, USA
- Iso 9001: 2015, Tuv certification, Germany
- Iso 14001: 2015, Tuv certification, Germany
- Iso 18001: 2007, Tuv certification, Germany
- Iso 10002: 2014, Tuv certification, Germany
- Iso 10004: 2012, Tuv certification, Germany



manufacturer
Pardis Morvabon Pharmed Co.:
Head Office: Unit 154, 7nd floor, 7 block,
Borj saz Bd, Azadi Street, Tehran, Province, Iran
Tel: 0098 21 6658 1438
Fax: 0098 21 6690 8819
Factory: Unit 135,136,139, 2nd floor, Seraj Bd.,
20thkm of Damavand Rd., Tehran, Iran
Tel: 0098 21 7625 1702
Fax: 0098 21 7648 1457