



خمیر پروفیلاکسی پروفی- مور کوئیک

## خمیر پروفیلاکسی پروفی - مور کوئیک

حاوی میکرو و نانو سیلیکا

جهت جرمگیری موثر، حاوی یون فلوراید

ترکیبات:

سدیم فلوراید، سیلیکات های معدنی نرم و زبر، پامیس (میکرو و ماکرو)، گلیسرین، میکرو ذرات کریستال شده، نانو و میکرو سیلیکا، طعم دهنده و رنگ دهنده خوراکی.

کاربرد:

- جرمگیر، تمیزکننده و ضد پلاک دندانی
- صیقل دهنده مناسب سطح دندان
- برداشت و حذف stains

مزایا:

- کاربرد آسان با برساز دندان
- دارای چسبندگی مناسب جهت قرارگیری روی دندان در زمان برساز
- جرمگیری موثر در سطح میکرو و نانو بدون آسیب رساندن به لثه و دندان
- کاهش میکرو آرگانیسم های دهان و دندان
- کمک کننده بعنوان ضدپوسیدگی (حاوی یون فلوراید)
- نقش اساسی جهت جلوگیری از التهابات و خونریزی لثه و بیماری های دندان و لثه ناشی از جرم دندان
- دارای طعم و بوی خوشایند

احتیاط:

- قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمائید.
- استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضروری می باشد.
- هنگام استفاده از این محصول، از عینک محافظه، ماسک و دستکش استفاده کنید.
- از استعمال برای بیمارانی که حساسیت شدیدی به اجزای تشکیل دهنده این محصول دارند، خودداری نمائید.
- از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری شود.
- در صورت تماس با بافت های نرم، چشم و پوست، فوراً محل، با مقدار کافی آب شستشو داده شود. در صورت بلعیدن، مقدار فراوانی آب بنوشید. استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید.
- این محصول را تریق نکنید.
- فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود.

هشدار:

- در دسترس کودکان قرار ندهید.
- بعد از تاریخ مصرف آن استفاده نکنید
- در بسته بندی اصلی و در دمای اتاق نگهداری شود.
- محصول را دور از نور و گرما قرار دهید.

دستورالعمل استفاده:

- برای استفاده از خمیر جرمگیری، مقدار مناسب و کافی از خمیر را برداشته و روی دندان قرار داده شود.
- عمل برساز ابتدا با دور آهسته و سپس با دور بالا انجام شود.
- جهت جلوگیری از آلودگی خمیر، درب آن را پس از مصرف بسته و از بازگرداندن خمیر برداشته شده به داخل ظرف، خودداری نمایید.
- عمل جرمگیری از درون و بیرون دندانها با مقدار کافی خمیر ادامه می یابد. از گرم شدن سطح دندانها اجتناب شود.
- توصیه می شود بزاق دهان تخلیه شود و از آبکی کردن و قورت دادن خمیر خودداری شود.
- این خمیر جهت استفاده نیازی به رقیق شدن با آب یا سرم ندارد.
- پس از استفاده، به آسانی با آب شسته می شود.

موارد منع مصرف:

- این محصول برای کودکان، زنان باردار، افراد مسن و بیمارهای خاص منع مصرف ندارد و میتواند برای همه افرادی که به ترکیبات این محصول حساسیت ندارند استفاده شود.

بسته بندی های موجود: ظرف ۱۵۰ گرمی

حسابی دستورالعمل استفاده	نشان دهنده کد سری ساخت محصول	نشان دهنده کد محصول	نشان دهنده تاریخ انقضای محصول	نشان دهنده تاریخ تولید	محصول باد رطوبت دور نگهداری گردد
عدم استفاده در صورت آسیب دیدن بسته بندی	نشان دهنده مشخصات کارخانه تولیدکننده	محصول استریل نبوده و قابل استفاده در صورت نیاز	این محصول فقط برای مصارف دندانپزشکی قابل استفاده می باشد	این محصول فقط برای مصارف دندانپزشکی قابل استفاده می باشد	نشان دهنده محدوده دمای نگهداری محصول

- سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی
- ISO 13485 از cert US تحت نظارت IAS
- سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
- سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
- سیستم مدیریت ایمنی بهداشت حرفه ای ISO 18001:2007
- سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002:2014
- سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004:2012



انجمن دندانپزشکان ایران  
اداره کل نظارت و ارزیابی  
تجهیزات و ملزومات پزشکی  
شماره پروانه ساخت  
۱۴۷۷۶۴۶۰  
IMD: 98923706

لایحه ساخته شده در شرکت پرودیس مروابن فارمید:  
دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجبار،  
بلوک ۷، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.  
شماره تماس: ۰۹۸۲۱۶۶۵۸۱۳۳۸، فکس: ۰۹۸۲۱۶۶۶۹۰۸۸۱۹  
ایمیل: info@movabon.com  
آدرس کارخانه تهران، ۲۰ کیلومتری جاده دماوند، پارک علم  
و فناوری پرودیس، ساختمان سراج،  
طبقه دوم، واحد ۱۳۵ و ۱۳۶  
شماره تماس: ۰۹۸۲۱۷۶۲۵۱۷۰۲، فکس: ۰۹۸۲۱۷۶۴۸۱۴۵۷

## Prophy-Mor quick

Contain of micro & nano silica

**For Scrubbing curing, contains fluoride ions**

### Ingredients:

sodium fluoride, Soft and rough mineral silicate, pumice (micro and macro), glycerin, Nano and micro Silica, food colour additives.

### Intended use:

- ▶ Anti plaque, cleaner and containing Anticavity substances.
- ▶ Polishing suitable for teeth surface.
- ▶ Picked up and remove stains.

### Advantage:

- ▶ Easy usage by brushing the teeth
- ▶ Suitable adhesion for tooth placement during brushing
- ▶ Effective Scrubbing at the micro and Nano surface without damaging the gum and tooth
- ▶ Reducing microorganism of the mouth
- ▶ Helper as anti-decay (Containing fluoride ion)
- ▶ Having a major role for preventing gum of inflammations and gum of bleeding and gum disease caused by tooth plaque.

### Precautions:

- ▶ Carefully read and understand instructions before using.
- ▶ It's necessary to use rubber-dam while working with **Prophy-mor Quick**.
- ▶ Use eye protection, mask and gloves when using **Prophy-mor Quick**.
- ▶ Avoid contact with oral soft tissue, eyes or skin
- ▶ If accidental contact with soft tissues, eyes or skin occurs, immediately flush with plenty of water.
- ▶ In case of consumption drink copious amount of water.
- ▶ Do not induce vomiting. Seek medical advice.
- ▶ DO NOT inject this product.
- ▶ For dental use only.

### warning:

- ▶ Keep out of reach of children.
- ▶ Do not use after the expiration date.
- ▶ Store in the original container and kept.
- ▶ at room temperature.
- ▶ Protect from direct sunlight.













### Direction to use:

- ▶ For using this paste, take a sufficient amount paste put on the tooth.
- ▶ The operation of the brushing should be done first with a little round and then with a high round.
- ▶ For interception contamination paste, close the door after use it, To restore the dough Removed avoid inside the dish.
- ▶ Throughout the procedure should be avoid excessive dilution and swallowing of the toth surface.
- ▶ Saliva evacuation is recommended to avoid excessive dilution and swallowing of the paste.
- ▶ This dough does not need to be diluted with cold water or serum.

### Contraindication:

- ▶ This product is not contraindicated for children, pregnant women, the elderly and other specific diseases and can be used for all people who are not allergic to the active substance

**Available packaging:** 150 grams

 Consult instructions for use	 Indicates the batch code	 Catalogue number	 Indicates the date after which the medical device not to be used.	 Indicates a medical device that needs protection from light sources.	 Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
 Do not use if Package is Damaged	 Indicates the medical device manufacturer (Name & Address)	 Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.	 Indicates the device intended for use by professional person only.	 Indicates that the medical device is for use on the surface of the skin.	 Indicates the Temperature Limit



Prophy-mor Quick paste

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS
- Iso 9001: 2015, Tuv certification
- Iso 14001: 2015, Tuv certification
- Iso 18001: 2007, Tuv certification
- Iso 10002: 2014, Tuv certification
- Iso 10004: 2012, Tuv certification



**Production License No.**  
**14776460**  
**IMD: 98923706**

manufacturer  
Pardis Morvabon Pharmed Co.:  
Head Office: Unit 154, 2nd floor, 7 block,  
Borazaj Bd, Azadi Street, Tehran, Province, Iran  
Tel: 0098 21 6658 1438  
Fax: 0098 21 6690 8819  
Factory: Unit 1 5,136,139, 2nd floor, Seraj Bd.,  
20thkm of Damavand Rd., Tehran, Iran  
Tel: 0098 21  
Fax: 0098 21