



انامل باند

باند هیدروفوب

• سیستم مدیریت تضمین کیفیت تجهیزات پزشکی

ISO 13485 از US cert تحت نظارت IAS

• سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2015

• سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001-2015

• سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 18001-2007

• سیستم مدیریت شکایات مشتریان ISO 10002-2014

• سیستم اندازه گیری و آنالیز رضایتمندی مشتریان ISO 10004-2012



انامل باند IFDA

اداره کل نظارت و ارزیابی
تجهیزات و ملزومات پزشکی

Reg. No. at IRAN Medical
equipment department: 1855

ساخته شده در شرکت پردیس مروابن فارمد:

دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان آزادی، ساختمان برجساز،
بلوک C، طبقه ۷، واحد ۱۵۴.

شماره تماس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۵۸۱۴۳۸ فکس: ۰۰۹۸۲۱۶۶۹۰۸۱۹

ایمیل: info@morvabon.com

انامل باند مروابن

باند هیدروفوب

انامل باند مروابن یک رزین باندینگ آبگریز است، که به طور خاص برای اتصال به پرسنل طراحی شده است Porcelain Bonding Resin که در یک لایه نازک بر روی سطح ترمیم شده با سیلان قرار می گیرد، به عنوان رزین مرطوب کننده عمل می کند و به سمان اجازه می دهد تا در یک لایه یکنواخت تر پخش شود

ترکیبات: مونومرهای آلی، آغازگر

کاربرد:

- ◀ استفاده به عنوان Anamel bond
- ◀ استفاده در ونیرهای کامپوزیتی
- ◀ ترمیم لب پر شدگی کامپوزیت
- ◀ چسباندن فایبرپست
- ◀ به عنوان باند در ترمیم کامپوزیت های قدیمی
- ◀ استفاده به عنوان پرسنل باند رزینی

مزایا:

- ◀ هندلینگ آسان برای شکل دهی به کامپوزیت بدون HEMA

احتیاط

- ◀ قبل از شروع به کار، دستورالعمل استفاده را به دقت مطالعه فرمایید.
- ◀ از تماس با بافت های نرم، چشم و پوست جلوگیری شود.
- ◀ در صورت تماس با بافت نرم، چشم و پوست، فوراً محل را با مقدار کافی از آب شستشو داده شود
- ◀ در صورت بلعیدن، مقدار فراوانی آب بنوشید. استفراغ نکنید و به پزشک مراجعه کنید.
- ◀ هنگام استفاده از محصول، از عینک محافظ، ماسک و دستکش استفاده کنید.
- ◀ استفاده از رابردم در طول کار با این محصول ضروری می باشد.
- ◀ از استعمال برای بیمارانی که حساسیت شدیدی به اجزای تشکیل دهنده این محصول دارند، خودداری نمایید.
- ◀ فقط برای مصارف دندانپزشکی استفاده شود.
- ◀ هنگام استفاده از چسب های دندان، آلودگی بزاق عاج را به خطر می اندازد. باند شدن ممکن است منجر به کاهش طول عمر ترمیم شود.
- ◀ یک لاستیک، به عنوان سد برای تمام ترمیم های مستقیم و سایر نشانه ها توصیه می شود.

هشدار:











- ◀ دردمای اتاق ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- ◀ محصول را بعد از تاریخ مصرف آن استفاده نکنید.
- ◀ دور از دسترس کودکان نگهداری شود
- ◀ در از رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.
- ◀ پس از استفاده درب محصول را ببندید تا از جذب جلوگیری شود.

دستورالعمل استفاده:

- ◀ ابتدا پرسنل را اچ کرده و بعد یک لایه سیلان روی سطح مورد نظر اعمال کرده سپس یک لایه نازک از محصول را گذاشته و به مدت ۲۰ ثانیه کیور کنید و در مرحله بعد ترمیم مورد نظر را اعمال کنید.

موارد منع مصرف:

- ◀ این محصول برای کودکان زنان باردار، افراد مسن و بیمارهای خاص منع مصرف ندارد و می تواند برای همه افرادی که به ترکیبات این محصول حساسیت ندارند استفاده شود.

 حماوی دستورالعمل استفاده	 نشان دهنده کد سری ساخت محصول	 نشان دهنده کد محصول	 نشان دهنده تاریخ انقضای محصول	 محصول باید دور از منچورنگهداری گردد	 محصول باید از رطوبت دور نگهداری گردد
 عدم استفاده در صورت آسیب دیدن بسته بندی	 نشان دهنده مشخصات کارخانه تولید کننده	 محصول استریل نبوده و نیاز به استریل شدن ندارد	 این محصول فقط برای اشخاص متخصص قابل استفاده می باشد	 این محصول ملوی بودی است که ممکن است موجب حساسیت، تارش، قرمز شدن و با تورم پوست شود.	 نشان دهنده محدودیت دمایی در نگهداری محصول ۲۵°C و 4°C



Porcelain Enamel Bond

Hydrophobic Bond

- ISO13485 : 2016 , US cert, IAS
- ISO 9001: 2015, TÜV certification
- ISO 14001: 2015, TÜV certification
- ISO 18001: 2007, TÜV certification
- ISO 10002: 2014, TÜV certification
- ISO 10004: 2012, TÜV certification



MEDICAL
EQUIPMENT
DEPARTMENT

IFDA

Reg. No. at IRAN Medical
equipment department: 1855



manufacturer

Pardis Morvabon Pharmed Co.:
Head Office: Unit 154, 7nd floor, c block,
Borjsaz Bd, Azadi Street, Tehran, Province, Iran
Tel: 0098 21 6658 14 38
Fax: 0098 21 6690 8819

Enamel Bond Morvabon

Hydrophobic Bond

Enamel Bond Morvabon is a hydrophobic, bonding resin specifically designed to bond to porcelain. Placed in a thin layer over a silane-repaired soil surface, Porcelain Bonding Resin acts as a wetting resin and allows the cement to spread in a more even layer.

Composition:

organic monomers, initiator

Intended use:

- ▶ Use as Enamel bond
- ▶ Use in composite veneers
- ▶ Composite lip repair
- ▶ Gluing fiber paste
- ▶ As a bond in the restoration of old composites
- ▶ use as porcelain resin bond

Advantages:

- ▶ Easy handling for composite shaping
- ▶ Without HEMA

Precautions:

- ▶ Carefully read and understand instruction before using.
- ▶ Avoid contact with oral soft tissue, eyes or skin . in case of consumption drink copious amount of water.do not induce vomiting. seek medical advice.
- ▶ if accidental contact with soft tissuse,eyes or skin occurs,immediately flush with plenty of water.
- ▶ Use eye protection, mask and gloves when using.
- ▶ do not inject this product.
- ▶ For dental use onlyWhen using dental adhesives, salivary contamination of the dentin is at risk. Bonding may result in reduced lifespan of the restoration. A rubber is recommended as a barrier for all direct restorations and other indications.

warning:













- ▶ Store at 5-25 °C.
- ▶ Keep away from moisture and direct sunlight.
- ▶ Close the lid of the product after use to prevent absorption.
- ▶ Do not use after expiration date.
- ▶ Keep out of reach of children.

Direction for use:

- ▶ First, etch the porcelain and then apply a layer of silane on the desired surface, then put a thin layer of the product and cure for 20 seconds, and then apply the desired restoration.

Contraindication:

- ▶ This product is not contraindicated for children , pregnant women ,the elderly and other specific diseases and can be used for all people who are not allergic to the active substance.

 Consult instructions for use	 Indicates the batch code	 Catalogue number	 Indicates the date after which the medical device not to be used.	 Indicates a medical device that needs protection from light sources.	 Indicates a medical device that needs to be protected from moisture.
 Do not use if Package is Damaged	 Indicates the medical device manufacturer (Name & Address)	 Indicates a medical device that has not been subjected to a sterilization process.	 Indicates the device intended for use by professional person only.	 Indicates that the medical device can cause discomfort and reddening, irritation, or blistering of the skin	 Indicates the Temperature Limit