



19 years of experience in dental materials
innovation & manufacturing





سال ۱۴۰۰ با دریافت گواهی مصرف اتحادیه اروپا، روند صادرات مواد دندانپزشکی را آغاز کردیم و امید به تسخیر بازارهای بین المللی داریم. هم اکنون با افتخار، بیش از ۴۵ محصول توسط متخصصین مروابن با دانش بومی شده در حال تولید است و تعدادی محصول در انتظار دریافت مجوز از وزارت بهداشت می باشد. ما کیفیت محصولات را در هر شرایطی در بالاترین سطح استاندارد دنیا نگه داشتیم و برای ارتقای کیفیت، همواره تلاش میکنیم.

دکتر سید محمدرضا مرتضوی
مدیر عامل

شرکت مروابن در سال ۱۳۸۳ با هدف واردات محصولات با کیفیت دندانپزشکی تاسیس شد و با اخذ چند نمایندگی آمریکایی اقدام به واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی کرد. پس از سه سال با مشورت اساتید مواد دندانی دانشگاه شهید بهشتی، واحد تحقیق و توسعه مواد دندانی با همکاری متخصصین علوم شیمی و مواد و پلیمر راه اندازی گردید و فرآیند تولید آزمایشی شروع شد. سال ۱۳۸۹ روند استقرار شرکت تولیدی مروابن در پارک فناوری مدرس انجام گرفت و پس از مدتی شرکت پردیس مروابن فارمد در پارک فناوری پردیس مستقر گردید.



Etch/Bond

Morva Etch Ultra - Morva Etch - Cera Etch - Morva Bond - Morva Silane - Enamel Bond

2



Endodontics

Morva Sealer - EDTA 17% Solution - Chloroform - Calcium Hydroxide - Mor.T.A - MorvaPrep
Calci Mor - Endo Cal - Morva Sept Gel - Hypo Endox - Morva Sept %2 - Citric Acid - Forno Cresol

6



Prevent/Hygine

Morva Sealant- Morva Caine - Desensitizer Gel - Morva Dam - Porophy Mor Quick - Prophy Mor Powder
Varnish Flouride - Diamond Polish Paste - APF

12



Cement

Zinc Oxide - Zoe - Eugenol - Tempo cem - Carboxylate Cement - Zinc Phosphate Cement
Glass Ionomer

16



Whitening

Morva Office Bleach - Morva Home Bleach - Morva Home Bleach Pen

20



Filling

Morva-Ceram - Morva Flow - Glass Ionomer LC - Cavity Varnish - Cavi Mor - Caries Detector
Oxy Block - Alum-stop

24



Impression Material

Silico Mor

30



Equipment

Geosoft - Apexia - Tyris - Dent America

34



Accessories

Tor VM

42

Damavand Peak, Tehran



Etch/Bond



Etch/Bond

- **Morva Etch Ultra**
- **Morva Etch**
- **Cera Etch**
- **Morva Bond**
- **Morva Silane**
- **Enamel Bond**



*CE

ژل اسید فسفریک اولترا Morva-Etch **ULTRA**

- ◀ قوام و رنگ کاملا شبیه اسید اچ اولترا دنت
- ◀ ایجاد باند قوی تر و پوسیدگی ثانویه کمتر (حتی نسبت به مرو اچ) به علت خاصیت آنتی باکتریال
- ◀ حاوی بنز الکونیوم کلرید (BAC)، بعنوان یک عامل ضد میکروبی قوی است. مطالعات in-vitro نشان می دهد که در برابر میکروارگانیسم اکتینومیسس و استرپتوکوکوس موتانس موثر است.
- ◀ در دو بسته بندی: تک دوز شامل سه سرنگ ۳ میلی لیتر و جامبو شامل یک سرنگ ۵۰ میلی لیتر

ژل اسید فسفریک Morva-Etch

- ◀ اسید اچ توتال
- ◀ قابل استفاده در ترمیم های کامپوزیتی، ارتودنسی و نگین دندانی
- ◀ افزایش قدرت باندینگ
- ◀ ویسکوزیته مناسب برای افزایش دقت کار
- ◀ شستشوی آسان
- ◀ کنتراست رنگی بالا
- ◀ اجتناب از اچ بیش از حد
- ◀ کاهش حساسیت
- ◀ در دو بسته بندی تک دوز: شامل سه سرنگ ۳ میلی لیتری و جامبو: شامل یک سرنگ ۵۰ میلی لیتری



هیدروفلوئوریک اسید Cera-Etch

- ◀ اسید هیدروفلوئوریک ۹٪
- ◀ مناسب برای اچینگ سطح روکش های سرامیکی و پرسلنی
- ◀ آماده سازی سطح پرسلن به منظور باند قویتر با رزین و کامپوزیت
- ◀ اچ پرسلن ونیر، کراون، اینله
- ◀ هر جعبه حاوی یک سرنگ ۳ میلی لیتری



Etch/Bond



باندینگ نسل 5 Morva Bond Prime

- ◀ باندینگ مناسب برای ترمیم های مستقیم کامپوزیتی و ترمیم های غیرمستقیم اینله؛ انله و ونیر
- ◀ خاصیت هیدروفیل فوق العاده بخاطر ترکیب با هیدروکسی متاکریلات HEMA
- ◀ سهولت استفاده تک مرحله ای و عدم نیاز به مخلوط نمودن
- ◀ قدرت باند بالا به مینا و عاج
- ◀ استفاده از نانو فیلر که موجب پوشاندن بهتر سطح می شود و کاهش شریکیج پلیمریزاسیون
- ◀ کاهش حساسیت پالپ
- ◀ کاهش تشکیل پوسیدگی ثانویه
- ◀ حداقل نشستی و میکرولیج
- ◀ دارای حلال اتانول و فاقد استون

سایلن تک جزئی Morva-Silane

- ◀ پرایمر برای چسباندن براکت های ارتودنسی
- ◀ قابل استفاده برای پرسنل و متال
- ◀ کاهش دهنده کشش سطحی جهت ترمیم روکش های پرسلنی و چینی
- ◀ افزایش قدرت باند رزین که شامل کامپوزیت ها و سمان های رزینی می شود
- ◀ هر جعبه حاوی یک ظرف ۵ میلی لیتری

انامل باند Enamel Bond

- ◀ استفاده در ونیرهای کامپوزیتی
- ◀ ترمیم لب پر شدگی کامپوزیت
- ◀ چسباندن فایبرپست
- ◀ استفاده به عنوان باند در ترمیم کامپوزیت های قدیمی
- ◀ استفاده به عنوان پرسنل باند رزینی
- ◀ هندلینگ آسان برای شکل دهی به کامپوزیت بدون HEMA





The "Badab Surt", Sarir



Endo



Endo

- Morva Sealer
- EDTA %17 Solution
- Chloroform
- Calcium Hydroxide
- Mor.T.A
- MorvaPrep
- Calci Mor
- Endo Cal
- Morva Sept Gel
- Hypo Endox
- Morva Sept 2%
- Citric Acid
- Formo Cresol



Morva-Sealer اندوسیلر رزینی

- ◀ سیلر رزینی با فرمول مشابه AH26 و خصوصیات برتر
- ◀ پرکننده و مهر و موم کننده کانال ریشه دندان
- ◀ بر پایه رزین و بدون اژنول
- ◀ رادیو اپک
- ◀ سازگار با نسج دندانی
- ◀ دو جزئی پودر ۸ گرمی و مایع رزین ۱۰ گرمی



EDTA %17 Solution محلول EDTA %17

- ◀ محلول آبی ادتا جهت شستشوی کانال ریشه دندان
- ◀ مایع شفاف بی رنگ
- ◀ عالی جهت شستشوی کانال
- ◀ نرم کردن ریشه دندان با حل کردن کلسیم
- ◀ بازکردن و پاکسازی کانال
- ◀ هر جعبه حاوی یک ظرف ۳۰ میلی لیتری



Chloroform کلروفرم

- ◀ محلول کلروفرم خالص
- ◀ پایدار شده
- ◀ حلال گوتاپرکا و وارنیش
- ◀ هر جعبه حاوی یک ظرف ۱۸ میلی لیتری



Endo



پودر کلسیم هیدروکساید Calcium Hydroxide

- ◀ پودر بسیار ریز و خالص (گرید دارویی)
- ◀ جهت استفاده تخصصی در دندانپزشکی
- ◀ جهت ضد عفونی کردن ریشه دندان
- ◀ مناسب جهت پانسمان انتهای کانال
- ◀ مناسب به عنوان پوشش پالپ و زیر لایه در زیر پرکردگی
- ◀ درمان غیرمستقیم پالپ (همراه با سمان زینک اکساید-اژنول تقویت شده)
- ◀ حاوی یک بسته ۲۵ گرمی



ام.تی.ای Mor.T.A

- ◀ سمان ام تی ای (مینرال تری اکسید اگریگیت)
- ◀ پالپ کپینگ
- ◀ پالپتومی
- ◀ جهت درمان تحلیل دندان در روت کانال تراپی
- ◀ اپکسیفیکشن
- ◀ پرکننده کانال ریشه
- ◀ هر جعبه حاوی یک ظرف یک گرمی



آرسی پرپ Morva-Prep

- ◀ کرم ادتا جهت آماده سازی و پاکسازی شیمیایی - مکانیکی کانال ریشه
- ◀ سهولت فایلینگ و برداشتن لایه اسمیر
- ◀ حذف یونهای کلسیم از دیواره
- ◀ مناسب برای کانال های باریک
- ◀ خارج کردن مواد آلی و غیر آلی
- ◀ نرم کردن و شکل دهی به کانال
- ◀ باز کردن توبولهای عاجی
- ◀ پاکسازی، ضد عفونی و باز کردن کانال با آر ادسازی حبابهای اکسیژن در صورت استفاده همزمان با سدیم هیپو کلریت
- ◀ هر جعبه حاوی ۲ سرنگ ۵ میلی لیتر





دایکال نوری Calci-Mor



- ◀ لاینر رزینی حفره کلسیم هیدروکساید (نوری)
- ◀ محافظ از پالپ دندان
- ◀ مورد استفاده به عنوان لاینر در تمامی مواد ترمیمی
- ◀ محافظت از پالپ هنگام استفاده از مواد اسیدی
- ◀ مقاومت بالا بعد از کیور شدن
- ◀ پخش شوندگی و هندلینگ آسان
- ◀ هر جعبه حاوی یک سرنگ ۲ گرمی

خمیر کلسیم هیدروکساید Endo-Cal



- ◀ حاوی باریوم سولفات
- ◀ جهت پرکردن موقت کانال های عفونی
- ◀ خاصیت ضد باکتری قوی
- ◀ تحریک تشکیل بافت سخت در عاج ریشه و ترمیم استخوان فک اطراف ریشه
- ◀ قابلیت استفاده همراه با گوتاپرکا و سیلر های معمول در اندو
- ◀ استفاده از پالپ کپ مستقیم یا غیر مستقیم در فاصله ۲ میلیمتری
- ◀ استفاده در زیر ترمیم های دائم حتی در عمیق ترین نقطه حفره
- ◀ ماندگاری ۷ تا ۱۰ روز
- ◀ هر بسته حاوی یک سرنگ ۳ میلی لیتری

ژل کلرهگزدین Morva-Sept Gel



- ◀ فاقد گلوکونات
- ◀ آماده سازی کانال ریشه
- ◀ شست و شوی روت کانال جهت از بین بردن باقیمانده ها
- ◀ استفاده در موارد عفونت انتروکوکوس فوکالیس و یا کاندیدا آلبیکانس
- ◀ ضد عفونی کننده التهاب های غیر قابل التیام در اطراف راس ریشه
- ◀ فعالیت ضد باکتری موثر و طولانی مدت
- ◀ افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ
- ◀ نداشتن اثر سمی روی بافت پری اپیکال
- ◀ تداوم اثربخشی ضد میکروبی در کانال حداقل تا ۷۲ ساعت و حداکثر تا ۲ هفته
- ◀ هر جعبه حاوی یک سرنگ ۳ میلی لیتری می باشد

محلول هایپو کلرید سدیم

- ◀ محلول سدیم هیپوکلریت ۵.۲۵ %
- ◀ شستشوی داخل کانال ریشه دندان
- ◀ باز نمودن مجرای توبول قبل از پرکردن دندان
- ◀ برداشتن لایه ی اسمیر و بافت مرده
- ◀ شستشوی کانال های دارای التهاب لثه
- ◀ کاهش موثر و قابل توجه میکرو ارگانیسم ها
- ◀ تخریب کامل بایوفیلم میکروبی اتروکوکوس فوکالیس و حذف بایوفیلم های کهنه
- ◀ زدودن باقیمانده های غیر زنده پالپ در طول باز کردن مکانیکی کانال
- ◀ استفاده همزمان با کرم EDTA (مروا-پرپ) جهت آزدسازی حباب اکسیژن برای پاک سازی و بازکردن کانال
- ◀ در بسته بندی های ۲۵۰ میلی لیتری و ۱ لیتری



محلول کلرگزیدین 2% Morva-Sept

- ◀ فاقد گلوکونات
- ◀ شست و شوی روت کانال جهت از بین بردن باقیمانده ها
- ◀ استفاده در موارد عفونت اتروکوکوس فوکالیس و یا کاندیدا آلبیکانس
- ◀ ضد عفونی کننده التهاب های غیر قابل التیام در اطراف راس ریشه
- ◀ فعالیت ضد باکتری موثر و طولانی مدت
- ◀ افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ
- ◀ نداشتن اثر سمی روی بافت پری اپیکال
- ◀ تداوم اثربخشی ضد میکروبی در کانال حداقل تا ۷۲ ساعت و حداکثر تا ۲ هفته
- ◀ در بسته بندی های ۲۲۰ میلی لیتری و ۱ لیتری



اسید سیتریک Citric Acid

- ◀ به علت PH اسیدی تر، موثر تر نسبت به EDTA در حذف لایه ی اسمیر
- ◀ محلول اسید سیتریک پس از ۶۰ ثانیه قادر به حذف لایه ی اسمیر می باشد
- ◀ تمیز کردن مکانیکی کانال ریشه را بهبود می بخشد
- ◀ این محصول یک ماده غیر سمی برای بدن انسان می باشد



فرموکروزول Formo-Cresol

- ◀ از بین برنده ی میکرو ارگانیسم های هوازی و بی هوازی در ریشه دندان
- ◀ محافظت و استحکام پالپ در دندان شیری
- ◀ قدرت ضد عفونی کنندگی بالا



Endo



Laton Waterfall, Astara, Gilan



Prevent/Hygiene



Prevent/Hygiene

- Morva Sealant
- Morva Caine
- Desensitizer Gel
- Morva Dam
- Porophy Mor Quick
- Prophy Mor Powder
- Varnish Flouride
- Diamond Polish Paste
- APF



فیشر سیلانت Morva Sealant



- مناسب جهت پر کردن شیارها و شکاف های موجود در دندان اطفال و میانی دندان(دندان های مولر دائمی و شیری و پرمولر) و جلوگیری از ایجاد پوسیدگی بخصوص در سطح الکوزال
- قابل استفاده برای ترمیم های پوسیدگی های کوچک
- استفاده آسان و لایت کیور شونده
- دارای دو شید رنگی
- محافظت موثر و پیشگیری اولیه از پوسیدگی
- پخت نوری سریع (۲ ثانیه)
- گرانروی پایین به منظور جاری شدن راحت داخل شیارها
- هر جعبه شامل یک سرنگ ۱.۲ گرم

ژل بی حسی Morva-caine



- ژل بی حسی بنزوکائین و لیدوکائین
- کورتاژ سطحی لثه
- بی حسی موضعی لثه
- تمیز کردن سطح ریشه
- آفت دهانی
- آسیب جزئی لثه ها
- هر جعبه حاوی یک ظرف ۴۰ میلی لیتری

ژل ضد حساسیت Desensitizer Gel



- دارای ماده ای پایدار و حاوی یون فلوراید می باشد
- ویسکوزیته بوده و با قرار دادن روی سطح دندان و سیل کردن توبول های عاجی موجب کاهش حساسیت می شود
- هم در مطب و هم در منزل مورد استفاده قرار می گیرد
- تسکین درد دندان های حساس و درد های ناشی از حساسیت
- قابل استفاده قبل و بعد از بلیچینگ
- قابل استفاده برای درمان حساسیت های ناشی از تغییرات گرمایی و شیمیایی روت اکسپوزژر و سایش مسواک
- حاوی پتاسیم نترات و فلوراید به منظور کاهش سریع حساسیت

ژل محافظ لثه Morva-Dam



- رابردم مایع (نوری)
- جلوگیری از تماس لثه با مواد بلیچینگ و سفید کننده
- هر جعبه حاوی یک سرنگ ۱/۲ میلی لیتر



Prevent/Hygiene



خمیر برساز Prophy-Mor Quick

- ◀ خمیر پروفیلاکسی
- ◀ قدرت پاک کنندگی بالا
- ◀ حذف مواد رنگی آلی
- ◀ دانه بندی مناسب
- ◀ مناسب برای پالیش جرمگیری
- ◀ هر جعبه حاوی یک ظرف ۱۵۰ گرمی

پودر ایرفلو Prophy Mor Powder

- ◀ پودر ایرفلو با دانه بندی میکرونی
- ◀ حذف بایوفیلم و جرم در هر دو ناحیه فوق لثه و زیر لثه
- ◀ از بین بردن رنگدانه های خفیف و لکه ها مانند قهوه، سیگار کشیدن و سایر رنگدانه های خوراکی
- ◀ درمان های پیشگیرانه در پیشگیری از التهاب لثه، پریودنتیت و پوسیدگی
- ◀ درمان مراقبتی اولیه و ثانویه پریودنتال
- ◀ حاوی ۱۳۰ گرم پودر

وارنیش فلوراید Varnish Fluoride

- ◀ وارنیش رزینی محافظ دندان (حاوی فلوراید)
- ◀ وارنیش فلوراید حاوی ۵٪ سدیم فلوراید
- ◀ ماندگاری ۶ الی ۸ ساعت بر روی سطح دندان
- ◀ عدم ایجاد چسبندگی و غلظت مناسب
- ◀ به صورت تک دوز با حجم ۵/۵ ml

خمیر پولیش الماسه Diamond Polishing Paste

- ◀ پولیش نهایی و درخشندگی سطوح کامپوزیتی / زیبایی
- ◀ قابل استفاده بر روی مینای دندان، پرسلن و سایر مواد ترمیمی و زیبایی
- ◀ حاوی ذرات بسیار ریز الماس به قطر ۳ میکرون جهت درخشندگی و پولیش مناسب
- ◀ پولیش یکنواخت به دلیل همگن بودن خمیر
- ◀ هر بسته بندی حاوی یک سرنگ ۳ گرمی

ژل فلوراید APF

- ◀ خواص تیکسوتر و بیبک بهبود یافته و چسبندگی بیشتر به مینا و نواحی بین پروگزیمال
- ◀ ماهیت غیر اسیدی، PH خنثی برای بیماران دارای ترمیم های سرامیکی یا کامپوزیت
- ◀ مقاومت مینای دندان را در برابر حملات اسیدی افزایش میدهد
- ◀ مینای از دست رفته دندان را ترمیم کرده و به جلوگیری از تشکیل حفره کمک می نماید.





saffron farm, Razavi Khorasan



Cement



Cement

- Zinc Oxide
- Zoe
- Eugenol
- Tempo cem
- Carboxylate Cement
- Zinc Phosphate Cement
- Glass Ionomer



زینک اکساید اژنول ZOE

- ◀ سمان موقت زینک اکساید اژنول
- ◀ سمان موقت پانسمان دندان
- ◀ به عنوان لایه محافظ مناسب زیر پرکردگی ها
- ◀ درمان غیر مستقیم پالپ (همراه با کلسیم هیدروکساید)
- ◀ سمان موقت جهت پروتز های ثابت
- ◀ زمان ستینگ سریع
- ◀ سازگاری بالا با پالپ مناسب جهت ترمیم های موقت ریشه و لاینر در حفره های بعد از تراش با خواص درمانی (Anti Septic) برای کاهش درد
- ◀ هر جعبه حاوی یک ظرف ۳۰ گرمی پودر و یک ظرف ۱۸ میلی لیتری مایع (پودر زینک خالص و اژنول خالص هر کدام جداگانه عرضه می شود).

تمپوسم: سمان موقت Tempo Cem

- ◀ محتوای بسته: ۱ عدد خمیر بیس ۵۰gr، یک عدد کاتالیست ۱۵gr و پد کاغذ میکس
- ◀ مناسب برای سمان کردن موقت کرون و بریج
- ◀ مناسب برای سمان روکش های ایمپلنت
- ◀ مناسب برای دندان های وایتال و نان وایتال
- ◀ جلوگیری از نشست و حساسیت به سرما و گرما
- ◀ استحکام و قدرت پیوند مناسب
- ◀ رادیو اپک
- ◀ ویسکوزیته مناسب
- ◀ برداشتن آسان

(در دو نوع دارای اژنول و فاقد اژنول)





Cement



سمان کربوکسیلات Carboxylate Cement

- ◀ ماده کف بندی برای زیر پرکردگی آمالگام
- ◀ جهت سمان روکش و بریج در دندان های وایتال
- ◀ سمان کردن پین های داخل ریشه



سمان زینک فسفات Zinc Phosphate Cement

- ◀ ماده کف بندی برای زیر پرکردگی آمالگام
- ◀ سمان کردن روکش و بریج در دندان های وایتال
- ◀ سمان کردن پین داخل ریشه
- ◀ ماده پرکردگی موقت برای طولانی مدت



سمان گلاس یونومر Glass Ionomer Cement

- ◀ سمان لوتینگ سلف کیور گلاس یونومر
- ◀ رادیوپاک
- ◀ آزادسازی فلوراید و جلوگیری از پوسیدگی ثانویه
- ◀ باند شیمیایی با عاج دندان
- ◀ کاربرد: کف بندی ترمیم های آمالگام و کامپوزیت و چسباندن روکش و بازسازی تاج زیر روکش

Lavasan mountains, Tehran



Whitening



Whitening

- Office Bleach
- Home Bleach
- Home Bleach Pen



آفیس بلیچینگ Morva-Bleach Office

- ◀ کیت بلیچینگ (استفاده در مطب و بدون نیاز به نور)
- ◀ تسریع زمان بلیچینگ در صورت استفاده از دستگاه لایت
- ◀ سفید کردن دندان‌های زنده و غیر زنده با تغییر رنگ
- ◀ ویسکوزیته مناسب ژل نهایی
- ◀ قابل استفاده تا ۳ بیمار
- ◀ زمان ماندگاری بالا
- ◀ همراه با ژل محافظ لثه و ژل ضد حساسیت
- ◀ PH مناسب و عدم تخریب بافت مینا
- ◀ ماده موثره: هیدروژن پراکساید ۳۷% %37 Hydrogen peroxide



هوم بلیچینگ Morva-Bleach Home

- ◀ محتوای بسته بندی ۶ عدد سرنگ ۳ میلی لیتری
- ◀ ژل سفید کننده دندان ۲۲% کرباماید پراکساید (۷/۷% هیدروژن پراکساید)
- ◀ سفید کردن دندان‌های زنده و غیر زنده با تغییر رنگ
- ◀ ویسکوزیته مناسب ژل
- ◀ ماندگاری بالا
- ◀ حاوی ۲ تری فرم پذیر (Heat forming tray)

قلم سفید کننده Morva Bleach Pen

- ◀ حاوی کرما باید پروکساید ۱۶٪ (هیدروژن پراکسید ۵.۶٪)
- ◀ مناسب برای مصرف کننده نهایی
- ◀ قابل استفاده در منزل
- ◀ ژل سفید کننده دندان
- ◀ سفید کننده دندان های زنده و غیر زنده
- ◀ ویسکوزیته مناسب ژل
- ◀ دستور العمل تصویری و کالیته مقایسه رنگ
- ◀ در بسته بندی ها تک قلم و سه قلم



Whitening





Mest Desert



Filling



Filling

- Morva-Ceram
- Morva Flow
- Glass Ionomer LC
- Cavity Varnish
- Cavi Mor
- Caries Detector
- Oxy Block
- Alum-stop



کامپوزیت میکرو هیبریدی Morva-Ceram Microhybrid Composite



- ◀ مقاوم مانند دندان واقعی
- ◀ دارای میزان فیلر بالا
- ◀ قابلیت پالیش پذیری بالا
- ◀ سایش کم
- ◀ جهت ترمیم دندان‌های خلفی و قدامی و تمامی کلاس‌ها، ترمیم‌های بسیار کوچک و ترمیم حفره‌های کم عمق کاربرد دارد.
- ◀ به عنوان بیس و لاینر در لایه پایینی ترمیم قابل استفاده می‌باشد.

کامپوزیت فلو Morva Flow



- ◀ کامپوزیت هیبریدی لایت کیور چند منظوره
- ◀ مناسب برای ترمیم حفره‌های کلاس V-III
- ◀ ویسکوزیته عالی
- ◀ پولیش فوق العاده
- ◀ ثبات رنگ و رادیو اپاسیتی عالی
- ◀ چسباندن براکت و بندار تودنسی
- ◀ مناسب برای زیر پرکردگی‌های کامپوزیتی
- ◀ محتویات: سرنگ ۲ گرم

گلس تک جزئی نوری Glass Ionomer LC



- ◀ تک جزئی
- ◀ آزاد سازی فلوراید و کاهش پوسیدگی ثانویه
- ◀ تطابق رنگ با عاج طبیعی دندان
- ◀ قابل استفاده به عنوان بیس یا لاینر



Filling



کویته واریش (واریش رزینی) Cavity-varnish

- ◀ مسدود کننده توپول های عاجی
- ◀ محافظ قبل از پرکردن دندان با سمان
- ◀ عایق در برابر شوک های حرارتی و محافظت از پالپ
- ◀ هر بسته حاوی ۱۵ میلی لیتر



خمیر پانسمان Cavi-Mor

- ◀ خمیر پانسمان موقت
- ◀ سیل کردن موقت در اندودتیکس
- ◀ چسبندگی مناسب به دنتین
- ◀ کمترین میزان ریزش
- ◀ رادیو اپک
- ◀ هر جعبه حاوی یک ظرف ۴۰ گرمی



شناساگر پوسیدگی Caries Detector



- ◀ شناساگر تشخیص پوسیدگی دندان
- ◀ تشخیص عاج پوسیدگی برای آماده سازی حفره
- ◀ حذف بهینه عاج پوسیدگی عفونی
- ◀ حفظ بهینه عاج سالم و قابل معدنی شدن مجدد،
- ◀ جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب تصادفی پالپ
- ◀ هر بسته حاوی یک سرنگ ۳ میلی لیتری



ژل گلیسرین Oxy Block

- ◀ ژل چسبناک بر پایه ی گلیسرین و محلول در آب با ویسکوزیته بالا
- ◀ جلوگیری از تشکیل لایه بازدارنده اکسیژنی بر روی سطح کامپوزیت مواد
- ◀ رزینی و سمان لوتینگ ها در هنگام پلیمریزاسیون
- ◀ امکان شستشوی آسان آن بعد از اتمام کار
- ◀ محتویات بسته بندی ۲ سرنگ ۵ میل



Filling



ژل هموستات Alum-stop

- ◀ ژل انعقاد خون
- ◀ ایجاد هموستاژ و بند آوردن خونریزی لثه
- ◀ ایزولاسیون و ایجاد محیط خشک، جهت درمان های دندانپزشکی
- ◀ جهت بند آوردن خونریزی لثه در ترمیم های کلاس II و V و نیز قالبگیری
- ◀ چسباندن رستورشین های سر آمیکی
- ◀ کنترل کامل ترشحات سالکوس لثه
- ◀ شستشوی آسان بدون برجای گذاشتن باقیمانده رنگ شفاف و بی رنگ
- ◀ در یک سرنگ ۳ میلی لیتری



مایع هموستات Alum-stop


- ◀ محلول انعقاد خون
- ◀ ایجاد هموستاژ و بند آوردن خونریزی لثه
- ◀ ایزولاسیون و ایجاد محیط خشک، جهت درمان های دندانپزشکی
- ◀ جهت بند آوردن خونریزی لثه در ترمیم های کلاس II و V و نیز قالبگیری
- ◀ چسباندن رستورشین های سر آمیکی
- ◀ کنترل کامل ترشحات سالکوس لثه
- ◀ شستشوی آسان بدون برجای گذاشتن باقیمانده رنگ شفاف و بی رنگ
- ◀ در یک ظرف ۱۸ میلی لیتری



Lut Desert



Impression Material



Impression Material

• Silico Mor



مواد قالب گیری سیلیکونی Silico Mor

- ◀ ثبت عالی جزئیات
- ◀ مقاوم در برابر کشش
- ◀ زمان کارکرد ایده آل و متغیر بر اساس میزان اکتیواتور
- ◀ مخلوط شدن آسان پوتی و لایت بادی با ماده ی اکتیواتور
- ◀ سطح آبدوست برای لایت بادی به منظور ثبت دقیق تر جزئیات
- ◀ هندلینگ آسان
- ◀ دارای ۱۴۰ میلی لیتر لایت بادی و ۶۰ میلی لیتر اکتیواتور به همراه ۱۴۰۰ گرم پوتی






Impression Material



Astara, Gilan



Equipment



Equipment


- GeoSoft
- Apixia
- TYRIS
- Dent America




ESTUS MULTI EndoEst-3D

- ◀ قابلیت اتصال تمامی دستگاه های Geosoft به صورت wifi به دستگاه multi control
- ◀ تشخیص خودکار دستگاه ها پس از روشن شدن
- ◀ دقت اندازه گیری $\pm 0.1mm$
- ◀ قابلیت استفاده اندازه گیری در هر شرایط کانال (خشک-مرطوب- خونریزی و...)
- ◀ به دلیل دارا بودن تکنولوژی Multi Frequency نیازی به کالیبراسیون ندارد
- ◀ افزایش دقت کار در کانال های مرطوب با انتخاب نوع محلول هیپوکلریت سدیم (Naocl)، کلر هگزیدین، ادتا (EDTA)
- ◀ نمایشگر موقعیت فایل در کانال
- ◀ وزن: 235gr
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی + ۱۰ سال خدمات پس از فروش

ESTUS DRIVE EndoEST-Endo Motor




- ◀ قابلیت استفاده با انواع فایل ها (Niti – رسیپروکال)
- ◀ قابلیت اتصال سری اندوموتور با هندپیس به صورت قفل مغناطیسی
- ◀ قابلیت استفاده با باتری و قابلیت تعویض باتری
- ◀ همراه با دور سرعت ۱۲۰۰-۲۰۰۰ در دقیقه برای فایل های رسیپروکال و Niti همراه با قدرت گشتاور 0.2-1.5 n/m
- ◀ وزن ۱۵۰ گرم
- ◀ قابلیت اتصال با دستگاه مولتی
- ◀ قابلیت استفاده با ۲ هد
- ◀ هد RT: قابلیت استفاده برای تمامی فایل Niti و رسیپروکال سرعت ۲۰۰۰-۱۲۰۰ r/m
- ◀ هد GF: قابلیت استفاده برای فایل های با دور بالا (براش فایل) سرعت ۳۰۰۰-۹۰۰۰ r/m
- ◀ همراه با اپکس لوکیتور داخلی
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی + ۱۰ سال خدمات پس از فروش



- ◀ پخش و فشرده کردن گوتا به لطف عملکرد ارتعاشی
- ◀ دارای ۳ سری با قابلیت اتوکلاو شدن (انسداد ناحیه اپیکال انسداد ۲/۳ کانال فوقانی - برش نقطه ای گوتا)
- ◀ گرم شدن کمتر از ۱ ثانیه
- ◀ خاموش شدن خودکار پس از ۱۰ min
- ◀ وزن ۸۰ گرم + ۱۰ گرم باتری
- ◀ دارای باتری ۱۶۰۰ میلی آمپر
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی + ۱۰ سال خدمات پس از فروش

ObturEst System



- ◀ دارای باتری ۱۶۰۰ میلی آمپر
- ◀ زمان گرمایش حداکثر ۲۰ ثانیه
- ◀ خاموشی خودکار ۱۰ دقیقه
- ◀ وزن: ۱۱۵ گرم + (۱۰ گرم وزن باتری)
- ◀ محدوده دمای عملیاتی: ۱۶۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد
- ◀ دارای دوسایز سری سوزن
- ◀ قابلیت نشان دادن مقدار گوتا
- ◀ نشانگر مراحل گرم شدن و سرد شدن
- ◀ قابلیت تنظیم سرعت تزریق گوتا Low-Medium-High
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی + ۱۰ سال خدمات پس از فروش

باتری مشترک قابل استفاده در تمامی دستگاه ها

- ◀ تمامی دستگاه ها همراه با باتری 800 mAh (7.4V)
- ◀ امکان شارژ باتری
- ◀ یا با قرار دادن باتری به روی استند شارژر



Equipment




ESTUS APEX EndoEst Mini 3D

- ◀ وزن: ۲۰ gr
- ◀ خاموشی خودکار در ۱۰ دقیقه
- ◀ دارای باتری 3/77- 250 mAh
- ◀ صفحه نمایش OLED، 11/3 اینچ
- ◀ دقت اندازه گیری ± 0.1 mm
- ◀ مصرف انرژی بسیار پایین با یکبار شارژ به مدت ۱ ماه قابل استفاده می باشد.
- ◀ افزایش دقت کار در کانال های مرطوب با انتخاب نوع محلول هیپوکلریت سدیم (Naocl)، کلرکزیدین، ادتا (EDTA)

ESTUS LED



- ◀ باتری پرتوان، دارای باتری لیتیوم ۱۶۰۰ میلی آمپر
- ◀ شدت اشعه: از ۲۵۰۰-۵۰۰ mw/cm²
- ◀ تایمر ۵S-۲۰S
- ◀ وزن: ۹۵ گرم + (۱۰ گرم وزن باتری)
- ◀ قابلیت چرخش نوک به صورت ۳۶۰ درجه
- ◀ دارای سه حالت کار: (ramp) soft start. Pulse. Normal
- ◀ دارای ۴ هد لایت
- ◀ Blue2500: با طول موج 470-475 nm، پرتوان برای ارتودنسی، لمینت و ونیرهای چینی، انله و اینله فایبرپست و بیلدآپ دندان و پرکردگی کامپوزیت
- ◀ Blue Point: با طول موج 470-475 nm برای پرکردگی کامپوزیت و ونیر ولمینت
- ◀ Red 660: با طول موج تابشی به صورت نقطه ای 650-670nm آنتی باکتریال
- ◀ Orange: با طول موج 595-585 برای تشخیص پوسیدگی و تشخیص تغییرات پوسیدگی اولیه، حفره های پوسیدگی پنهان و ترک های مینا



MODE	THERAPY			DIAGNOSTICS
LEVEL / COLOR	BLUE 2500	BLUE 1500	RED	ORANGE LIGHT
«H» - HIGH	2500 mW/cm ² , 5 sec	1500 mW/cm ² , 10 sec	1000 mW/cm ² , 30 sec	#E, 300 sec
«M» - MIDDLE	1500 mW/cm ² , 10 sec	1000 mW/cm ² , 20 sec	800 mW/cm ² , 60 sec	#S, 300 sec
«L» - LOW	1000 mW/cm ² , 20 sec	500 mW/cm ² , 30 sec	600 mW/cm ² , 90 sec	#L, 300 sec



Apex Locator EndoEst-Apex Locator C2

- ◀ اپکس لوکیتور با دقت بالا حتی در محیط مرطوب و اسیدی
- ◀ فعال سازی خودکار در هنگام قرار دادن داخل ریشه
- ◀ LCD رنگی بزرگ و گزارشگر صوتی
- ◀ تعیین محل دقیق با تنظیم در حالت هیپوکلریت سدیم، (EDTA) و محلول کلر هگزیدین
- ◀ برای هر کدام از این محلول ها یک حالت قابل تنظیم دارد
- ◀ تنظیم میزان صدا، نمایش شارژ باتری و عملکرد صرفه جویی انرژی
- ◀ باتری شارژی لیتیومی با عمر بالا
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی


اسکنر PSP

- ◀ اسکنر فسفر پلیت
- ◀ اسکن تصاویر در کمتر از ۱۵ ثانیه
- ◀ دارای صفحات Cleaner برای تمیز کردن هد دستگاه
- ◀ رزولوشن بالا: 17 lp/mm
- ◀ اسکنر دارای حالت Auto-Exit
- ◀ کاهش هزینه های عکسبرداری تا ۲۰ برابر
- ◀ حذف مراحل ظهور و ثبوت و بایگانی دستی
- ◀ کاهش شدت اشعه ایکس
- ◀ نرم افزار بسیار قدرتمند قابل ارتقا، با قابلیت سه بعدی سازی
- ◀ رنگی سازی، بزرگ نمایی و اصلاح کیفیت تصاویر
- ◀ پرفروشترین در ایران، ۱۳ سال سابقه فروش
- ◀ امکان DEMO رایگان در تهران
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی



Equipment

PLATE SIZE 5 option plate size allows for optimum size selection for each patient





فسفر پلیت TR-120

- ◀ اسکن تصویر در کمتر از ۱۰ ثانیه
- ◀ همراه با طراحی زیبا و مدرن
- ◀ بزرگنمایی 15LP/mm
- ◀ دارای نرم افزار جامع تصویر که تجزیه و تحلیل را آسان تر می کند.
- ◀ تفکیک رنگ ۶۵۵۳۵ (16 bit)
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی + ۱۰ سال خدمات پس از فروش

Clinical Cases



فسفر پلیت TR-310

- ◀ اسکن تصویر در کمتر از ۵ ثانیه
- ◀ بزرگنمایی 16LP/mm
- ◀ پلیت های دستگاه دارای سطح ۱۰۰% فعال می باشد قابلیت استفاده تا ۱۰۰۰ بار
- ◀ همراه با به روزترین نرم افزار پیشرفته دارای تمامی امکانات مورد نیاز جهت پردازش نمایش و ذخیره تصاویر
- ◀ همراه با تبلت ۱۰ اینچی هوشمند انتقال تصاویر به صورت بی سیم
- ◀ تفکیک رنگ ۶۵۵۳۵ شید(16 bit)
- ◀ ۱۸ ماه گارانتی + ۱۰ سال خدمات پس از فروش





LITEX™ 696 Turbo

Cordless LED Curing Light

- ◀ لایت کیور بیسیم پرتوان
- ◀ حداکثر شدت اشعه خروجی: ۲۵۰۰ MW/CM²
- ◀ کیورینگ کامل کامپوزیت تا عمق ۵ میلی متر تنها در سه ثانیه
- ◀ دارای دو شدت قابل تنظیم برای پلیمریزاسیون بهتر و کاهش شرینگیج
- ◀ پروپ فلزی نشکن با چرخش ۳۶۰ درجه
- ◀ باتری Lithium-Ion با طول عمر و ظرفیت بالا
- ◀ دارای نشانگر شدت اشعه و محافظ چشمی
- ◀ LED پر توان با عمر بالا
- ◀ عمق کیورینگ: ۵ میلی متر در ۳ ثانیه با شدت ۲۵۰۰mw
- ◀ ۵ میلی متر در ۱۰ ثانیه با شدت ۱۲۰۰mw
- ◀ طول موج ۴۳۰ تا ۵۰۰ نانو متر (نسل ۳)

LITEX™ 686

LED Curing & Whitening Unit

- ◀ دستگاه بلیچینگ LED برای سفید کنندگی دندان ها در یک جلسه
- ◀ شدت اشعه خروجی بسیار بالا (قابل مقایسه با پلاسما آرک)
- ◀ دارای پروپ مجزای لایت کیور با شدت ۲۰۰۰ میلی وات بر سانتی متر مربع
- ◀ کیورینگ کامل کامپوزیت تا عمق ۴ میلی متر تنها در سه ثانیه
- ◀ حالت رمپ برای کاهش شرینگیج
- ◀ بدون نیاز به تعویض لامپ بدلیل عمر بالای LED (۵۰,۰۰۰ ساعت)
- ◀ پایه شکیلی با پنج درجه آزادی، نوسان گیر برق، چرخش ۳۶۰ درجه و تنظیم بسیار آسان بر روی فک بیمار
- ◀ امکان DEMO رایگان در تهران



Equipment





Beach, Hormuz Island



Accessories



Accessories

• Tor VM



No 1.732

دیسک پرداخت مرکز دار سبز
 ◀ سطح پرداخت متوسط
 ◀ در بسته بندی های ۴۰ عددی



No 1.731

دیسک پرداخت مرکز دار آبی
 ◀ سطح پرداخت زیر
 ◀ در بسته بندی های ۴۰ عددی



No 2.731br

دیسک پرداخت مرکز دار قرمز
 ◀ سطح پرداخت خیلی زیر
 ◀ در بسته بندی های ۵۰ عددی



No 2.731

دیسک پرداخت مرکز دار مشکی
 ◀ سطح پرداخت خیلی خیلی زیر
 ◀ در بسته بندی های ۴۰ عددی



No 1.075

کیت دیسک پرداخت مرکز دار
 ◀ حاوی چهار سطح پرداخت زیر،
 متوسط، نرم، بسیار نرم (از هرکدام
 ۲۰ عدد) دارای یک ماندرل فشاری
 بسته بندی ۸۰ عددی



No 1.071

کیت دیسک پرداخت مرکز دار
 ◀ حاوی چهار سطح پرداخت زیر - متوسط
 نرم بسیار نرم (از هرکدام ۱۰ عدد)
 دارای یک ماندرل فشاری / بسته بندی
 ۴۰ عددی



No 1.734

دیسک پرداخت مرکز دار سفید
 ◀ سطح پرداخت بسیار نرم
 ◀ در بسته بندی های ۴۰ عددی



No 1.733

دیسک پرداخت مرکز دار زرد
 ◀ سطح پرداخت نرم
 ◀ در بسته بندی های ۴۰ عددی



No 1.624

دیسک پرداخت بدون مرکز سفید
 ◀ سطح پرداخت بسیار نرم
 ◀ در بسته بندی های ۴۰ عددی



No 1.623

دیسک پرداخت بدون مرکز زرد
 ◀ سطح پرداخت نرم
 ◀ در بسته بندی های ۴۰ عددی



No 1.622

دیسک پرداخت بدون مرکز سبز
 ◀ سطح پرداخت متوسط
 ◀ در بسته بندی های ۴۰ عددی



No 1.621

دیسک پرداخت بدون مرکز آبی
 ◀ سطح پرداخت زیر
 ◀ در بسته بندی های ۴۰ عددی



Accessories



No 1.055

کیت نوار پرداخت

- دارای سطح پرداخت زیر ، متوسط ، نرم و بسیار نرم.
- بسته بندی های ۷۵ عددی



No 1.052

نوار پرداخت دو رنگ زرد و سفید

- دارای سطح پرداخت متوسط و بسیار نرم
- بسته بندی های ۲۵ عددی



No 1.051

نوار پرداخت دو رنگ سبز و زرد

- دارای سطح پرداخت متوسط و نرم
- بسته بندی های ۲۵ عددی



No 1.050

نوار پرداخت دو رنگ آبی و سبز

- دارای سطح پرداخت زیر و متوسط
- بسته بندی های ۲۵ عددی



No 1.181

وج چوبی نارنجی

- کوتاه و بسیار نازک
- ۱۰۰ عددی



No 1.121

ماندرل فشاری

- ماندرل فشاری برای دیسک پرداخت مرکز دار
- بسته بندی ۱ عددی



No 1.111

ماندرل پیچی

- ماندرل پیچی برای دیسک پرداخت بدون مرکز
- بسته بندی ۱ عددی



No 1.620

کیت دیسک پرداخت بدون مرکز

- حاوی چهار سطح پرداخت زیر - متوسط
- نرم بسیار نرم (از هر کدام ۱۰ عدد)
- دارای یک ماندرل فشاری
- بسته بندی ۴۰ عددی



No 1.185

وج چوبی آبی

- متوسط و نازک
- بسته بندی ۱۰۰ عددی



No 1.184

وج چوبی زرد

- بلند و نازک
- بسته بندی ۱۰۰ عددی



No 1.183

وج چوبی سبز

- کوتاه و کمی نازک
- ۱۰۰ عددی



No 1.182

وج چوبی کرم

- با طول و قطر کمی بیشتر از نارنجی
- بسته بندی ۱۰۰ عددی


No 1.083

کیت چوبی چهار رنگ
 ◀ دارای وچ سفید ، زرد ، آبی و صورتی
 ◀ بسته بندی ۲۰۰ عددی
 (از هر کدام ۵۰ عدد)


No 1.080

کیت وچ چوبی دورنگ
 ◀ دارای وچ کوتاه و نازک - متوسط و نازک
 (آبی و سفید)
 ◀ بسته بندی ۱۰۰ عددی
 (از هر کدام ۵۰ عدد)


No 1.187

وچ چوبی بنفش
 ◀ بلند و ضخیم
 ◀ بسته بندی ۱۰۰ عددی


No 1.186

وچ چوبی صورتی
 ◀ متوسط و بلند
 ◀ بسته بندی ۱۰۰ عددی


No 1.0976

سکشنال ماتریس برش خورده و فرم داده شده
 ◀ سکشنال ماتریس متوسط
 ◀ بسته بندی های ۱۰ و ۵۰ عددی


No 1.0972

سکشنال ماتریس برش خورده و فرم داده شده
 ◀ سکشنال ماتریس کوچک
 ◀ بسته بندی های ۱۰ و ۵۰ عددی


No 1.820

کیت وچ پلاستیکی
 ◀ دارای وچ نازک و متوسط پلاستیکی
 ◀ بسته بندی ۸۰ عددی (از هر کدام ۴۰ عدد)


No 1.085

کیت وچ چوبی شش رنگ
 ◀ دارای وچ نارنجی ، سفید ، زرد ، سبز ، آبی و صورتی
 ◀ بسته بندی ۴۰۰ عددی
 (سفید و نارنجی هر کدام ۱۰۰ عدد و بقیه هر کدام ۵۰ عدد)


No 1.298

کیت سکشنال ماتریس
 ◀ دارای ۵۰ سکشنال ماتریس در سایز
 های مختلف و یک کلمپ ساده


No 1.198

کیت سکشنال ماتریس
 ◀ دارای ۳۰ سکشنال ماتریس در سایز های
 مختلف ، یک کلمپ ساده


No 1.0975

سکشنال ماتریس برش خورده و فرم داده شده
 ◀ سکشنال ماتریس متوسط لچ دار
 ◀ بسته بندی های ۱۰ و ۵۰ عددی


No 1.0973

سکشنال ماتریس بزرگ
 ◀ بسته بندی های ۱۰ و ۵۰ عددی



Accessories



No 1.041

نوار سلولونییدی شفاف برش خورده
 عرض ۱۰ میلی متر و طول ۹۵ میلی متر ۱۰۰
 عدد نوار برش خورده عرض ۱۰ میلی متر



No 1.040

نوار سلولونییدی شفاف برش خورده
 نوار سلولونییدی شفاف برش خورده
 ۱۰۰ عدد نوار برش خورده عرض ۸ میلی متر



No 1.310

کیت سدل ماتریس زین اسبی یونیورسال
 برای دندان های پر مولر



No 1.398

کیت سکشنال ماتریس
 دارای ۱۰۰ سکشنال ماتریس در سایز های
 مختلف ، ۱ کلمپ ساده و یک کلمپ آنتومیک



No 1.390

نوار ماتریس رولی
 نوار ماتریس به طول ۳ متر و عرض ۶ میلی متر



No 1.388

نوار ماتریس قدامی



No 1.523

نوار ماتریس قدامی
 فرم داده شده



No 1.888

کیت نوار ماتریس قدامی



No 1.0929

نوار ماتریس برش خورده زیر لثه ای
 فلزی ۱۲ عددی



No 1.381

نوار ماتریس فلزی برش خورده ۱۲ عددی



No 1.391

نوار ماتریس رولی
 نوار ماتریس به طول ۳ متر و عرض
 ۷ میلی متر



No 1.099-2

فور سپس سگشال



No 3.384 A

نوار بلند اره بین دندانی دستی - برش خورده
مشابه Jiffy شرکت اولترادنت
طول: 145mm عرض: 6m



No 1.965

فرم دهنده کاتکتک بین
دندان و پرکردگی های کلاس II و III



No 1.911

روکش شفاف خلفی
۶۴ عددی



No 1.399

ست کلمپ

کلمپ استاندارد بدون محل جایگذاری وچ
بسته بندی سه عددی



No 1.369KT

اره بین دندانی و قابلیت
نگهداری در تمامی زوایا



No 1.385 F

یدک سمپاده الماسه بین دندانی
۱۲ عددی



No 1.389

اره بین دندانی



No 1.384 -2

یدک اره بین دندانی
۱۲ عددی



No 1.386

نوار جرمگیری بین دندانی
۱۲ عددی



No 1.910

روکش شفاف قدامی
۶۴ عددی



No 1.167

کلمپ آتاتومیک

کلمپ دارای محل جایگذاری وچ
بسته بندی یک عددی



No 1.868 F

فرم دهنده پرکردگی های
مولر و پری مولر



No 1.867F

فرم دهنده دندان های
قدامی و بین دندانی





اولین و تنها دارنده استاندارد CE اروپا برای تولید مواد دندان پزشکی در ایران





زمستان ۱۴۰۲

